

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sdf4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Brk5

Número de artículo: CM0017692

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SDF4 validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta SDF4 humano y de ratón, una proteína de unión a calcio de 45 kDa implicada en las actividades dependientes de calcio del retículo endoplásmico. Ideal para investigación metabólica y del aparato de Golgi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SDF4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Cab45; SDF-4; SDF4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51150
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 37-200 de la SDF4 humana (NP_057260.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9BRK5
Peso de la proteína	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo