

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Sdha Para Wb, If, Elisa - P31040

Número de artículo: CM0002697



### Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra SDHA humano, validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Detecta SDHA endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación del complejo mitocondrial II y estudios de supresión tumoral.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | SDHA Rabbit mAb                                                                                                  |
| Observaciones/Alias | FP; PGL5; SDH1; SDH2; SDHF; CMD1GG; MC2DN1; NDAXOA; SDHA                                                         |
| Especie             | Humano                                                                                                           |
| ID de Gen (Humano)  | 6389                                                                                                             |
| ID de Gen           | 6389                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 550-650 del SDHA humano (P31040). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                         |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, IF-P, ELISA                                                                                          |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                              |
| SWISS               | P31040                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 73 kDa                                                                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                   |