

Anticuerpo Policlonal Anti-Sdha Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31040

Número de artículo: CM0025912



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SDHA humana (subunidad flavoproteína del complejo succinato deshidrogenasa). Confirmado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Inmunógeno recombinante que cubre la región C-terminal. Ideal para la investigación de la función mitocondrial, enfermedades metabólicas y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SDHA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FP; PGL5; SDH1; SDH2; SDHF; CMD1GG; MC2DN1; NDAXOA; SDHA
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	6389
ID de gen	6389
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 385-664 de la SDHA humana (NP_004159.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31040
Peso proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo