


Anticuerpo Policlonico Anti-Sdhaf2 Para Wb, Elisa - Q9Nx18

Número de artículo: CM0022905



Introducción

SDHAF2 Rabbit pAb para WB y ELISA, dirigido contra SDHAF2 humano (factor de ensamblaje de succinato deshidrogenasa mitocondrial 2). Reacciona cruzadamente con ratón. Ideal para investigación sobre metabolismo mitocondrial y ciclo del TCA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SDHAF2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PGL2; SDH5; hSDH5; C11orf79; SDHAF2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54949
GeneID	54949
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-166 de SDHAF2 humano (NP_060311.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NX18
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo