


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sdhb Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P21912

Número de artículo: CM0006542



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra SDHB humano. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Detecta SDHB endógeno en humanos, ratones y ratas. Ideal para la investigación del complejo mitocondrial II y del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-SDHB
Observaciones/alias	CWS2; IP; PGL4; SDH; SDH1; SDH2; SDHIP; subunidad B rica en hierro y azufre del complejo succinato deshidrogenasa
Especie	Humana
ID del gen (humano)	6390
ID del gen	6390
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-280 de SDHB humano (P21912)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P21912
Peso de la proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo