

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sdhb Para Wb, If/Icc, Elisa - P21912

Número de artículo: CM0014449



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la subunidad de hierro-azufre de la succinato deshidrogenasa humana (SDHB). Validado para Western blot (WB), inmunofluorescencia/inmunocitoquímica (IF/ICC) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con SDHB de ratón y rata. Ideal para investigación del complejo II mitocondrial, estudios de fosforilación oxidativa e investigaciones de enfermedades metabólicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-SDHB
Observaciones/Alias	IP; SDH; CWS2; PGL4; SDH1; SDH2; SDHIP; MC2DN4; SDHB
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6390
ID del Gen	6390
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-280 de la SDHB humana (NP_002991.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21912
Peso Molecular de la Proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo