


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sdhb Para Wb, Ihc-P, Elisa - P21912

Número de artículo: CM0021426



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SDHB humano, la subunidad hierro-azufre del complejo mitocondrial II. Validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con SDHB de ratón y rata. Peso molecular predicho de 32 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SDHB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IP, SDH, CWS2, PGL4, SDH1, SDH2, SDHIP, MC2DN4, SDHB
Especie	Humano
GeneID (humano)	6390
GeneID	6390
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-280 del SDHB humano (NP_002991.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21912
Peso de la proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo