


Anticuerpo Policlonal Anti-Sdhc Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99643

Número de artículo: CM0021715



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SDHC humano (subunidad C del complejo succinato deshidrogenasa), adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta SDHC humano, de ratón y de rata. El objetivo es una proteína de membrana mitocondrial implicada en el transporte de electrones.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SDHC Rabbit pAb
Observaciones/alias	CYBL; PGL3; QPS1; SDH3; CYB560; SDHC
Especie	Humano
GeneID (humano)	6391
GeneID	6391
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de SDHC humano (NP_002992.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q99643
Peso proteico	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo