

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sdhd Para Wb, Elisa - O14521

Número de artículo: CM0023923



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a SDHD (subunidad D de la succinato deshidrogenasa) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata, permitiendo la investigación del complejo de la cadena de transporte de electrones II mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SDHD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PGL1; CBT1; CWS3; PGL1; QPS3; SDH4; cyb5; CII-4; MC2DN3; SDHD
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6392
ID de Gen	6392
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 del SDHD humano (NP_002993.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14521
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo