

Anti-Sdpr/Cavin-2 Conejo Polymab® Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O95810

Número de artículo: CM0004617

Introducción

SDPR/Cavin-2 Conejo PolymAb® detecta cavina-2 (SWISS: O95810) humana y de ratón en WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Esta proteína asociada a caveolas es clave para la curvatura de la membrana y la biogénesis caveolar. Ideal para investigación IVD y desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SDPR/Cavin-2 Conejo PolymAb®
Observaciones/Alias	SDR; SDPR; PS-p68; cavina-2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8436
GeneID	8436
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 326-425 de SDPR/Cavina-2 humana (NP_004648.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O95810
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo