

Anticuerpo Policlonal Anti-Sdsl Para Wb, Elisa - Q96Ga7

Número de artículo: CM0015935



Introducción

Anticuerpo policlonal Anti-SDSL de conejo diseñado para aplicaciones de WB y ELISA. Dirigido contra la proteína similar a serina deshidratasa humana (SWISS Q96GA7), presenta reactividad cruzada con ratón y es adecuado para estudios de cáncer de pulmón y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SDSL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TDH; cSDH; SDH 2; SDS-RS1; SDSL
Especie	Humano
GeneID (Humano)	113675
GeneID	113675
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-137 de la SDSL humana (NP_612441.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q96GA7
Peso molecular de la proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo