

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sec11A Para Wb, If/Icc, Elisa - P67812

Número de artículo: CM0016755



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SEC11A humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la escisión del péptido señal del retículo endoplasmático.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SEC11A pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SPC18, SPCS4A, SEC11L1, sid2895, 1810012E07Rik, SEC11A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23478
GeneID	23478
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 37-145 del SEC11A humano (NP_055115.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P67812
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo