

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sec13 Para Wb, Ihc, If/Icc, Elisa - P55735

Número de artículo: CM0014241



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SEC13 humano, validado para WB, IHC, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización de NPC, COPII y mTORC1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	SEC13 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SEC13R; npp-20; SEC13L1; D3S1231E; SEC13
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6396
GeneID	6396
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-322 del SEC13 humano (NP_899195.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55735
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo