


Anticuerpo Policlonico Anti-Sec14L2 Para Ihc-P, Elisa - O76054

Número de artículo: CM0020697



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra SEC14L2 (TAP/SPF) validado para IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Para el estudio del transporte de alfa-tocoferol/escualeno, biosíntesis de colesterol y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra SEC14L2
Observaciones/Alias	SEC14L2; C22orf6; SPF; TAP; TAP1; proteína 2 similar a SEC14
Especie	Humano
ID genético (Humano)	23541
ID genético	23541
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-275 de la SEC14L2 humana (NP_203740.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O76054
Peso Molecular	36 kDa/44 kDa/46 kDa
Envío	Bolsa de hielo