


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sec14L2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O76054

Número de artículo: CM0016027



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-SEC14L2 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con SEC14L2 humano, de ratón y de rata (46 kDa), un transportador de lípidos/activador transcripcional asociado con tocoferol y colesterol.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SEC14L2
Observaciones/Alias	SPF; TAP; TAP1; C22orf6; SEC14L2
Especie	Humano
GeneID (humano)	23541
GeneID	23541
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-270 de SEC14L2 humano (NP_001191133.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O76054
Peso Molecular de la Proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo