


Anticuerpo Policlonal Anti-Sec23A Para Wb, Elisa - Q15436

Número de artículo: CM0016749



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Sec23A humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con Sec23A de ratón y rata. Adecuado para estudios de tráfico de vesículas COPII y transporte ER-Golgi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Sec23A Conejo pAb
Observaciones/Alias	CLSD; hSec23A; Sec23A
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10484
ID del Gen	10484
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de Sec23A humano (NP_006355.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15436
Peso Proteico	86kDa
Envío	Bolsa de hielo