


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sec23A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15436

Número de artículo: CM0005761



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Sec23A de alta calidad validado para WB, IF/ICC, ELISA. Se dirige a la Sec23A humana y presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudios de tráfico de vesículas COPII y transporte entre el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-Sec23A de conejo
Notas/Alias	CLSD; hSec23A; Sec23A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10484
GeneID	10484
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-400 de la Sec23A humana (Q15436)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15436
Peso de la proteína	86kDa
Envío	Bolsa de hielo