

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sec23B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15437

Número de artículo: CM0017260

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína humana Sec23B, una proteína de la cubierta COPII esencial para el tráfico del RE al Golgi. Adecuado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Peso molecular predicho de 86 kDa. Ideal para estudios de secreción y transporte de membrana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Sec23B pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CWS7; CDAll; CDAN2; CDA-II; HEMPAS; hSec23B; Sec23B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10483
GeneID	10483
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 de la Sec23B humana (NP_006354.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15437
Peso Proteico	86kDa
Envío	Bolsa de hielo