

Anticuerpo Policlonal Anti-Sec23Ip Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6Y8

Número de artículo: CM0015144

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SEC23IP (p125), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Adecuado para muestras humanas, de ratón y de rata; tiene como diana la proteína interactora de SEC23, implicada en la organización de los sitios de salida del RE y en la formación de vesículas COPII.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SEC23IP Rabbit pAb
Observaciones/alias	P125; P125A; iPLA1A; MSTP053; iPLA1beta; SEC23IP
Especie	Humana
ID del gen (humano)	11196
ID del gen	11196
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 600-940 de SEC23IP humana (NP_009121.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q9Y6Y8
Peso de la proteína	111 kDa
Envío	Bolsa de hielo