


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sec24C Para Wb, If/Icc, Elisa - P53992

Número de artículo: CM0015113



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SEC24C humano, validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Se dirige a la proteína de selección de carga de vesículas COPII esencial para el transporte del retículo endoplasmático al aparato de Golgi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SEC24C pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SEC24C
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9632
ID de Gen	9632
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 915-1094 de SEC24C humano (NP_004913.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P53992
Peso Proteico	118kDa
Envío	Bolsa de hielo