


Anticuerpo Monoclonal Anti-Sec24D Para Wb, Elisa - 094855

Número de artículo: CM0005948



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra SEC24D, una proteína de la cubierta de vesículas COPII esencial para el transporte del retículo endoplásmico al aparato de Golgi. Validado para WB, ELISA en humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SEC24D Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CLCRP2; SEC24D
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9871
GeneID	9871
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de SEC24D humana (NP_001304995.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O94855
Peso Proteico	113kDa
Envío	Bolsa de hielo