


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sec24D Para Wb, If/Icc, Elisa - O94855

Número de artículo: CM0020083



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SEC24D humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona cruzadamente con ratón, rata. Adecuado para el estudio del transporte de vesículas COPII y la selección de carga del aparato de Golgi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SEC24D pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CLCRP2; SEC24D
Especie	Humano
ID de Gen	9871
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 830-1000 del SEC24D humano (NP_001304995.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O94855
Peso Proteico	113kDa
Envío	Bolsa de hielo