

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sec61A Para Wb, Elisa - Q9H9S3

Número de artículo: CM0003283

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que dirige a Sec61A humana (Q9H9S3) para Western blot y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Herramienta esencial para investigar la translocación de proteínas a través del retículo endoplasmático.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Sec61A mAb de Conejo
Observaciones/Alias	Sec61 alfa-2; SEC61A2; Sec61A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55176
GeneID	55176
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 de Sec61A humana (Q9H9S3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
Colapso de SWISS	Q9H9S3
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo