


Anticuerpo Policlonal Anti-Sec61A1 Para Wb, Elisa - P61619

Número de artículo: CM0017967



Introducción

pAb de conejo contra SEC61A1 validado para WB y ELISA. Reconoce la proteína SEC61A1 humana, clave para la translocación de proteínas en el retículo endoplásmico y la nefrogénesis, con reactividad cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra SEC61A1
Observaciones/Alias	HNFJ4; SEC61; ADTKD5; HSEC61; SEC61A; SEC61A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	29927
GeneID	29927
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 310-420 de la SEC61A1 humana (NP_037468.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P61619
Peso de la Proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo