


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sec61A1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P61619

Número de artículo: CM0015765



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SEC61A1 humano (P61619), apto para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Se usa para el estudio de la translocación de proteínas del RE y la homeostasis del calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SEC61A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HNFI4; SEC61; ADTKD5; HSEC61; SEC61A; SEC61A1
Especie	Humano
ID del gen	29927
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 310-420 de SEC61A1 humano (NP_037468.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61619
Peso molecular de la proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo