


Anticuerpo Policlonal Anti-Sec62 Para Wb, Elisa - Q99442

Número de artículo: CM0019660



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo SEC62 de alta calidad validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con muestras de humano, ratón y rata. Ideal para la investigación sobre translocación en el RE y mecanismos de transporte de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	SEC62 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HTP1; TP-1; Dtrp1; TLOC1; SEC62
Especie	Humano
GeneID	7095
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 258-399 del SEC62 humano (NP_003253.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99442
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo