


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sec62 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q99442

Número de artículo: CM0006896



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-SEC62 validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Objetivo: proteína de translocación SEC62 humana, de ratón y de rata (~46kDa). Ideal para la investigación del transporte de proteínas del RE. UniProt Q99442.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SEC62 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HTP1; TP-1; Dtrp1; TLOC1; SEC62
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	7095
ID de gen	7095
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 214-314 del SEC62 humano (NP_003253.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99442
Peso proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo