

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sec63 Para Wb Y Elisa - Q9Ugp8

Número de artículo: CM0019405

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SEC63 humano (ERdj2, DNAJC23), validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Se dirige al componente del translocón de membrana del RE para investigación de tráfico proteico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SEC63 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ERdj2; PCLD2; SEC63L; DNAJC23; PRO2507; SEC63
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11231
GeneID	11231
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 595-720 de la SEC63 humana (NP_009145.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UGP8
Peso proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo