


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Secisbp2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96T21

Número de artículo: CM0027654



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SECISBP2 humano (SBP2) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Esencial para la investigación de la síntesis de selenoproteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SECISBP2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SBP2; THMA1; SECISBP2
Especies	Humano
GeneID (Humano)	79048
GeneID	79048
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 585-854 de SECISBP2 humano (NP_076982.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96T21
Peso Proteico	95kDa
Envío	Bolsa de hielo