


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sel1L Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubv2

Número de artículo: CM0005833



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra SEL1L humana, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Dirigido a la vía ERAD y la señalización Notch, ideal para investigación pancreática.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SEL1L mAb de conejo
Observaciones/Alias	Hrd3; SEL1L1; PRO1063; SEL1-LIKE
Especie	Humana
ID del gen	6400
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 251-350 de SEL1L humana (NP_005056.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBV2
Peso de la proteína	89kDa
Envío	Bolsa de hielo