


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sel1L Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubv2

Número de artículo: CM0016338



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SEL1L humano para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de control de calidad del RE y señalización Notch.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SEL1L Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Hrd3; SEL1L1; PRO1063; SEL1-LIKE; SEL1L
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	6400
ID de gen	6400
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-190 de SEL1L humano (NP_005056.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBV2
Peso de la proteína	89kDa
Envío	Bolsa de hielo