


Anticuerpo Policlonal Anti-Sele Para Wb Y Elisa - P16581

Número de artículo: CM0018918



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SELE humano (E-selectina), validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la adhesión leucocitaria y la biología endotelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SELE Conejo pAb
Observaciones/Alias	ELAM; ESEL; CD62E; ELAM1; LECAM2; selectina-e; SELE
Especie	Humano
ID del Gen	6401
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-230 de SELE humano (NP_000441.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16581
Peso Proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo