

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Selenbp1 Para Wb, Elisa - Q13228

Número de artículo: CM0023294

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a SELENBP1 humano (Oxidasa de metanetiol), adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Útil para la biología del selenio, el metabolismo del metanetiol y la investigación de biomarcadores de cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SELENBP1 pAb de Conejo
Observaciones/Alíase	MTO; LPSB; SP56; hSBP; EHMT0; SBP56; HEL-S-134P; SELENBP1
Especie	Humano
ID de Gen	8991
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 243-472 de SELENBP1 humano (NP_003935.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13228
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo