

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Selenom Para Wb Y Elisa - Q8Wwx9

Número de artículo: CM0019881

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SELENOM para WB y ELISA. Detecta SELENOM humano y de ratón, una selenoproteína de 16 kDa involucrada en la formación de enlaces disulfuro en el citoplasma, el RE y el Golgi. Para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-SELENOM
Observaciones/Alias	SELM; SEPM; SELENOM
Especie	Humano
GeneID (Humano)	140606
GeneID	140606
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-130 de SELENOM humano (NP_536355.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8WWX9
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo