

Anticuerpo Policlonal Anti-Selenop/Selenoproteína P Para Wb, If/Icc, Elisa - P49908

Número de artículo: CM0019024

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SELENOP humana (Selenoproteína P), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigar el transporte de selenio y la defensa antioxidante. Se dirige a la glucoproteína secretada de 43 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SELENOP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SeP; SELP; SEPP; SEPP1; SELENOP
Especie	Humana
ID del gen (humano)	6414
ID del gen	6414
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P49908
Peso molecular de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo