

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sema3B Para Wb Y Elisa - Q13214

Número de artículo: CM0030357

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a SEMA3B humano, validado para Western blot y ELISA. Detecta semaforina-3B humana y de ratón, una señal secretada de guía axonal. Ideal para estudios de desarrollo neural.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SEMA3B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SemaA; SEMA5; SEMAA; semaV; LUCA-1; SEMA3B
Especie	Humano
GenelD (humano)	7869
GenelD	7869
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 569-748 de SEMA3B humano (NP_001005914.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13214
Peso Proteico	83kDa
Envío	Bolsa de hielo