

Anticuerpo Policlonal Anti-Sema3C Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99985

Número de artículo: CM0015556

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SEMA3C validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta la semaforina-3C humana y de ratón, un regulador clave del desarrollo cardiovascular y neural. Adecuado para investigación en desarrollo biológico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SEMA3C Rabbit pAb
Notas/Alias	SemE; SEMAE; SEMA3C
Especie	Humana
GeneID	10512
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-330 de la SEMA3C humana (NP_006370.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón
SWISS	Q99985
Peso Molecular de la Proteína	85kDa
Envío	Bolsa de hielo