

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sema4A (Semaphorin-4A) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H3S1

Número de artículo: CM0021093

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SEMA4A validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la señalización por semaforinas en investigación de neurobiología y regulación inmune, y para el desarrollo de ensayos de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SEMA4A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RP35; SEMB; SEMAB; CORD10; SEMA4A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	64218
GeneID	64218
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 320-580 de la SEMA4A humana (NP_071762.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H3S1
Peso molecular de la proteína	84kDa
Envío	Bolsa de hielo