

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sema4F Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95754

Número de artículo: CM0015065

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra SEMA4F humano, adecuado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reconoce ortólogos de ratón y rata. Ideal para la investigación de neurogénesis y migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SEMA4F Rabbit pAb
Observaciones/Alias	S4F; SEMAM; SEMAW; M-SEMA; PRO2353; m-Sema-M; SEMA4F
Especie	Humano
ID de Gen	10505 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 280-420 del SEMA4F humano (NP_004254.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95754
Peso Proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo