


Anticuerpo Policlonal Anti-Sema7A Para Wb, Elisa - 075326

Número de artículo: CM0015960



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SEMA7A humana (Semaphorin-7A, CD108), validado para WB y ELISA. SEMA7A regula la señalización de integrinas, las respuestas inmunitarias y la guía axonal. Ideal para investigaciones sobre inflamación y neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SEMA7A pAb de Conejo
Observaciones/Alias	JMH, CD108, SEMAL, CDw108, PFIC11, SEMAK1, H-Sema-L, H-SEMA-K1, SEMA7A
Especie	Humana
ID de Gen (Humano)	8482
ID de Gen	8482
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 45-280 de SEMA7A humana (NP_003603.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	075326
Peso Proteico	75kDa
Envío	Bolsa de hielo