

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Semaphorin 3A Para Wb, Elisa - Q14563

Número de artículo: CM0016808

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la Semaphorin 3A humana para western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para estudios de guía del cono de crecimiento neuronal y desarrollo olfativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Semaphorin 3A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HH16; SemD; COLL1; SEMA1; SEMAD; SEMAL; coll-1; Hsema-I; SEMAIII; Hsema-III; Semaphorin 3A
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10371
ID de Gen	10371
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 de la Semaphorin 3A humana (NP_006071.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q14563
Peso Proteico	89kDa
Envío	Bolsa de hielo