


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Semaphorin 4D / Cd100 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92854

Número de artículo: CM0003295



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta afinidad dirigido contra la Semaphorin 4D/CD100 humana. Validado para aplicaciones de WB, IHC-P, ELISA. Ideal para estudiar la regulación inmune, el desarrollo neuronal y la señalización semaphorin-plexin en investigación diagnóstica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Semaphorin 4D / CD100 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	A8; GR3; BB18; CD100; COLL4; SEMA; coll-4; C9orf164; M-sema-G
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10507
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-200 de la Semaphorin 4D / CD100 humana (NP_006369.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q92854
Peso Proteico	96kDa
Envío	Bolsa de hielo