


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Semaforina-4D/Cd100 Para If/Icc, Fc, Elisa - Q92854

Número de artículo: CM0007583



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra la Semaforina-4D/CD100 humana. Validado para IF/ICC, FC y ELISA. Se dirige a un receptor de superficie celular de 82/96 kDa implicado en la neurogénesis y la respuesta inmunitaria. Ideal para la investigación en neurociencia e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Semaforina-4D/CD100
Observaciones/alias	SEMA4D; C9orf164; CD100; M-sema-G; SEMAJ; coll-4; semaphorin-4D; Semaphorin-4D/CD100
Especie	Humana
GeneID (humano)	10507
GeneID	10507
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-734 de la Semaforina-4D/CD100 humana (NP_006369.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q92854
Peso de la proteína	82 kDa/96 kDa
Envío	Bolsa de hielo