

Anticuerpo Policlonal Anti-Semg1 Para Wb, Elisa - P04279

Número de artículo: CM0020786



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Semenogelina-1 humana (SEM1), adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona con la especie humana; el inmunógeno abarca los aminoácidos 312-462. Esencial para la biología reproductiva y la investigación de la fertilidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SEM1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SEM1; CT103; SEMG; SGI; dj172H20.2; semenogelina-1
Especie	Humano
GeneID	6406
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 312-462 de SEM1 humana (NP_002998.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P04279
Peso Proteico	45kDa/52kDa
Envío	Bolsa de hielo