

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Semg2 Para Wb, Elisa - Q02383

Número de artículo: CM0016381

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Semenogelina-2 (SEMG2) humana para WB y ELISA. Detecta SEMG2 de humano y ratón. Ideal para estudios de biología reproductiva y coagulación seminal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	SEMG2 Rabbit pAb
Notas / Alias	SGII; SEMG2
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	6407
ID del gen	6407
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 383-582 de la SEMG2 humana (NP_002999.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q02383
Peso de la proteína	65kDa
Envío	Bolsa de hielo