


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Senp1 Para Wb, Elisa - Q9P0U3

Número de artículo: CM0007943



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-SEN1 validado para WB y ELISA. Dirigido contra la proteasa específica de sentrina humana 1 (SuPr-2, SENP1), una hidrolasa de la vía SUMO de 73 kDa crucial para la deSUMOilación de proteínas. Adecuado para estudiar la regulación transcripcional y la metilación del ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo SENP1
Observaciones/Alias	SuPr-2; SENP1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	29843
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 400-501 de SENP1 humano (Q9P0U3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9P0U3
Peso Molecular de la Proteína	73kDa
Envío	Bolsa de hielo