


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Senp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P0U3

Número de artículo: CM0014745



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteasa 1 específica de sentrina humana (SENP1). Validado para WB, IHC-P y ELISA; presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de SUMOilación e investigación sobre desSUMOilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SENP1 Rabbit pAb
Observaciones/alias	SuPr-2; SENP1
Especie	Humana
GeneID	29843 (humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 220-420 de SENP1 humana (NP_001254523.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q9P0U3
Peso de la proteína	73 kDa
Envío	Bolsa de hielo