


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Senp2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hc62

Número de artículo: CM0023469



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado contra SENP2 humano para Western blot, IHC parafina y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para investigación de la vía SUMO, señalización Wnt y adipogénesis. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SENP2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	AXAM2, SMT3IP2, SENP2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	59343
ID de Gen	59343
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 366-589 del SENP2 humano (NP_067640.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HC62
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo