

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sepn1 Para Wb, Elisa - Q9Nzv5

Número de artículo: CM0013548

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SEPN1 (selenoproteína N) para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con muestras humanas y de ratón. Ideal para estudios sobre estrés oxidativo, homeostasis del calcio y biología muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SEPN1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	RSS; CFTD; SELN; CMYP3; MDRS1; RSMD1; SEPN1
Especie	Humana
ID del gen	57190
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 341-590 de la SEPN1 humana (NP_065184.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	Q9NZV5
Peso de la proteína	66 kDa
Envío	Bolsa de hielo