


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sepsecs Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hd40

Número de artículo: CM0028202



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo SEPSECS para WB, IF/ICC, ELISA; detecta SEPSECS humano, de ratón y de rata, una selenocisteína sintasa esencial para la biosíntesis de selenoproteínas y un autoantígeno conocido en enfermedades hepáticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SEPSECS Conejo pAb
Observaciones/Alias	LP; SLA; SecS; PCH2D; SLA/LP; SLA-p35; SEPSECS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51091
GeneID	51091
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 222-501 de SEPSECS humano (NP_058651.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HD40
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo